



СТОЛЫ НЕОНАТАЛЬНЫЕ



ТЕПЛО ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ



Стол «Солнышко» модель ИТ

стол интенсивной терапии с нижним и верхним обогревом и рентгенопрозрачным ложем

Предназначен для обеспечения оптимального термонейтрального окружения при проведении длительного клинико-метаболического мониторинга, реанимационных и физиотерапевтических процедур, аппаратной и медикоментозной обработки новорожденных и грудных детей.

Керамические источники тепла, в отличие от ламп, используемых для обогрева в других столах, не искажают цветовосприятие кожи ребенка при визуальном обследовании.

Контроль температуры на ложе и аварийная сигнализация обеспечивают безопасность стола.

Стол «Солнышко» модель ИТ


стол интенсивной терапии с нижним и верхним обогревом и рентгенопрозрачным ложем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры (без навесных полок), см, не более	185×85×56
Масса стола, кг, не более	80
Высота от пола до поверхности ложа, см, не более	90
Размеры ложа, см, не более	72×54
Угол наклона ложа (угол Тренделенбурга), град.	-10...15°
Съемный R-прозрачный модуль, см	50×30
Нагрузка на ложе, кг, не более	20
Нагрузка на полку приборную заднюю, кг, не более	5
Высота боковых стенок ложа, см (по желанию - высота бортов может быть увеличена)	18
Размеры модуля верхнего ИК-обогрева и освещения, см	52×28×9
Размеры съемного модуля нижнего обогрева, см	70×50×1,5
Размеры блока управления нагревательным элементом, см	14×8×20
Диапазон обеспечения температуры поверхности ложа, °C (при температуре окружающего воздуха от 18 до 30°C)	32-38
Диапазон отображаемых температур, °C	15-50
Время установления рабочего режима, мин, не более	20-30
Аварийная сигнализация	наличие
Напряжение питания, В	230
Частота, Гц	50
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2000

5 розеток



угол Тренделенбурга



откидные борта

Стол «Солнышко» модель ИТ

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество, шт.
Нижнее основание (каркас) стола	1
Колеса (со стопором и без)	2+2
Ложе металлическое	1
Устройство регулирования угла наклона ложа (угол Тренделенбурга)	1
Съемный R-прозрачный модуль с лотком для рентгеновской кассеты	1
Борта из прозрачного пластика	4
Съемный модуль нижнего обогрева ложа (нагревательный элемент) с блоком управления	1
Стойка держателя ИК-обогрева и освещения	1
Модуль верхнего ИК-обогрева и освещения	1
Электронный блок управления и индикации	1
Полки приборные	4
Шкафчик	1
Гелевый матрас	1
Держатель емкости для физрастворов	1
Ростомер 0-70 см	1



верхний инфракрасный обогрев

съемный модуль нижнего обогрева





Стол «Солнышко» модель СО

стол пеленальный
с верхним инфракрасным обогревом

Стол обеспечивает комфортные условия для проведения медицинских процедур с доношенными новорожденными и грудными детьми, включая медицинский осмотр, диагностические процедуры, санитарную и медикаментозную обработку, пеленание и одевание ребенка.

Керамические источники тепла, в отличие от ламп, используемых для обогрева в других столах, не искажают цветовосприятие кожи ребенка при визуальном обследовании.

Контроль температуры на ложе и аварийная сигнализация обеспечивают безопасность стола.

Стол «Солнышко» модель СО

стол пеленальный

с верхним инфракрасным обогревом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры стола (без навесных полок), см, не более	185×85×56
Масса стола, кг, не более	40
Высота от пола до поверхности ложа, см, не более	90
Размеры ложа, см, не более:	
длина	72
ширина	54
Нагрузка на ложе, кг, не более	25
Нагрузка на полку боковую, кг, не более	2,5
Высота боковых стенок ложа, не менее см	12
Размеры оптического модуля, см, не более	52×28×10
Диапазон обеспечения температуры поверхности ложа, 0С	32-38
Мощность ИК-нагревателей, Вт, не более.	600
Диапазон измеряемых /отображаемых температур, 0С	15-50
Время установления рабочего режима, мин, не более	15-20
Освещенность ложа, Лк, не менее	600
Аварийная сигнализация	наличие
Напряжение питания, В	230
Частота, Гц	50
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2000



Стол «Солнышко» модель СО

стол пеленальный
с верхним инфракрасным обогревом

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Количество, шт.
Нижнее основание стола (каркас)	1
Ложe металлическое	1
Борта съемные из прозрачного пластика	3
Стойка-держатель ИК-модуля	2
Модуль верхнего ИК-обогрева и освещения с электронным блоком управления и индикации	1
Датчик температуры	1
Матрас в чехле гигиеническом	1
Колеса со стопором	2
Колеса без стопора	2
Полка выдвижная (ящик) для гигиенических материалов	1
Полка боковая	2
Ростомер 0-60 см	1



Регистрационные удостоверения:

Российская федерация

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 20 июня 2016 года № РЗН 2016/4282

На медицинское изделие
Стелс-трансформер для новорожденных «Солнышко» (комплектность СО)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с дополнительной ответственностью "Евролиния"
(ОДЮ "Евролиния"), Республика Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привальный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Производителю
Обществу с дополнительной ответственностью "Евролиния"
(ОДЮ "Евролиния"), Республика Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привальный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Место производства медицинского изделия
220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 7

Номер регистрационного документа № РД-8929/50822 от 21.10.2015

Вид медицинского изделия 188170

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4490

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 20 июня 2016 года № 5429
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Муравко

0018481

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 24 октября 2016 года № РЗН 2016/4917

На медицинское изделие
Стелс-трансформер для новорожденных «Солнышко» (комплектность ИТ)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Обществу с дополнительной ответственностью "Евролиния"
(ОДЮ "Евролиния"), Республика Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привальный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Производителю
Обществу с дополнительной ответственностью "Евролиния"
(ОДЮ "Евролиния"), Республика Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н, п. Привальный, ул. Мира, д. 20, к. 1

Место производства медицинского изделия
ОДЮ "Евролиния", 220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, д. 7

Номер регистрационного документа № РД-9868/66918 от 13.01.2016

Вид медицинского изделия 188170

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 24 октября 2016 года № 11358
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Муравко

0022775

Казахстан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ**
РК-МТ-7№014286

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О здоровье нации и системе здравоохранения», настоящее регистрационное удостоверение выдано производителю медицинской техники:

Тип организации или вида производства	Наименование организации	Страна
Производитель	Евролиния ОДЮ	БЕЛАРУСЬ

в том, что медицинская техника:
Стелс-трансформер для новорожденных "Солнышко"

класс безопасности в зависимости от потенциального риска применения 1

зарегистрирована и разрешена к применению в медицинской практике на территории Республики Казахстан

Перечень расходных материалов и комплектующих к изделию медицинского назначения (медицинской технике в Приложении к данному регистрационному удостоверению (3 листа)

Дата государственной регистрации (перерегистрации) 03.03.2015 г.
Действительно до 03.03.2022 г.
Номер протокола от 03.03.2015 г. № 185

Ф.И.О. руководителя государственного органа
(или уполномоченного лица)

М.А. Муравко



www.eurolinia.by

Производство: Беларусь, г. Минск, пер. Козлова, 7А

+375 44 506 51 03

+375 17 299 56 42

e-mail: amed@eurolinia.by

Поставки по России со склада в Москве:

8 800 3333 958